

正しいマスクのつけ方  
正確配戴口罩方法

# How to put on a mask

Wash your hands before putting on the mask.  
マスクをつける前に必ず手を洗いましょう。  
戴口罩前請先清潔雙手。



The nose wire at the top and the pleats to be facing down as outside.  
鼻の金具部分が上プリーツの山が下を向いているのが外側です。  
口罩上金屬軟條向上，有褶 向下的一面向外。



## 配戴口罩

put the mask on

鼻 口 アゴを覆うように装着します

- 將口罩有金屬軟條向上，完全覆蓋口鼻，金屬軟條沿鼻壓緊。  
Place the mask over your mouth and nose with the flexible nose wire. Shape the wire to the bridge of your nose.  
鼻の部分に合わせて金具を曲げます。



## 把橡皮筋繞在耳朵上

put earloops on

ゴムひもを耳にかけます

### 注意

- 將口罩上下輕拉展開，使口罩完全覆蓋口鼻和下巴。  
Position the bottom edge under your chin.  
隙間のないように装着します。  
鼻までしっかりと覆うようにしてください。



如口罩受到污染，便需要立即更換新口罩。不建議重複使用，應用完即棄。

Change your mask if it becomes damp. Disposable mask, do not reuse.

使い捨てマスクのため再利用はできません。汚れたり濡れてしまった場合は新しいものと交換してください。

Presented by:



エゴンインターナショナルリミテッド

Egon International Limited